

# RIGENERA MED

## SCHEDA TECNICA SOLUZIONE IDROALCOLICA RIGENERAMED USO ESTERNO

<b>Codice prodotto</b>	7496G 7496XS 7496L 7496W
<b>Fabbricante</b>	Human Brain Wave srl Via Pinerolo, 101 - 10060 Candiolo (TO) Italia Phone: +39 0119934508
<b>CE</b>	Direttiva Europea 93/42
<b>Classe</b>	I non sterile
<b>Composizione</b>	Principio attivo: Alcol etilico 80% (v/v) Emollienti: Glicerolo 1,45% (v/v) Altri: Perossido di Idrogeno 0,125% (v/v) Acqua distillata
<b>Latex free</b>	Si
<b>Validità e conservazione</b>	3 anni, conservare al riparo da fonti di calore
<b>Descrizione</b>	La soluzione idroalcolica Rigeneramed può essere applicata sulla cute delle mani esplicando un'azione igienizzante. La soluzione è composta da alcool etilico, glicerolo, perossido d'idrogeno e acqua distillata
<b>Confezionamento</b>	Codice 7496XS: flacone da 100 ml con tappo erogatore Codice 7496G: flacone da 200 ml con tappo erogatore Codice 7496L: flacone da 500 ml con tappo PUSH Codice 7496W: Tanica da 5 litri
<b>Avvertenze</b>	Prodotto facilmente infiammabile. Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente, lontano da fiamme e scintille. Conservare fuori della portata dei bambini. La preparazione, nella confezione originale sigillata, ha validità di 36 mesi. Smaltire i contenitori vuoti secondo le normative vigenti



Foto prodotto

PRODOTTI IGIENIZZANTI AD ALTA  
CONCENTRAZIONE ALCOLICA.

SONO DISPOSITIVI MEDICI  
DI CLASSE 1 NON STERILI  
MADE IN ITALY

Human Brain Wave srl  
Via Pinerolo, 101  
10060 Candiolo (TO) Italia  
Phone: +39 0119934508  
Email: info@rigenerahbw.com